 <p>ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ</p>	<b>ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ BOYUNLUK (SERVİKAL COLLAR) KULLANIM TALİMATI</b>			
Doküman No: İST.TL.13	Yayın Tarihi: 14.12.2009	Revizyon Tarihi: 30.09.2015	Revizyon No:02	Sayfa No: 1 / 2

## 1. AMAÇ

Boyunluk bakım ve kullanım yöntemini belirlemeyi amaçlar.

## 2. KAPSAM

Boyunluk kullanım kurallarını ve kullanım sırasında dikkat edilecek hususları kapsar.

## 3. KISALTMALAR

## 4. TANIMLAR

## 5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Acil Yardım İstasyonu Çalışanları ve Ekip Sorumluları, Denetiminden Teknik Destek Birimi Tıbbi Alet Demirbaş Malzeme Çalışanı, Başhekim Yardımcıları ve Başhekim sorumludur.

## 6. FAALİYET AKIŞI

**6.1.** Uygulayıcı, kazazedenin baş kısmına geçerek, baş dizlerin arasına gelecek şekilde diz çökmelidir.

**6.2.** Kazazedenin başını gereksiz hareket ettirmekten kaçınarak sağ ve sol elle tutulmalıdır. Parmaklar açık haldeyken, avuç içi yaralının yüzüne doğru olacak şekilde başparmak ile yanaklardan 2. parmaklar ile çene kemiğinden ve diğer parmaklar ile boyun arkadan desteklenecek şekilde tutulmalıdır.

**6.3.** Kazazedenin başı kesinlikle hareket ettirilmemelidir.

**6.4.** Kazazedenin başı yukarıda belirtildiği gibi desteklenmelidir, baş ve boyun hava yolu açık olacak şekilde tutulmalıdır.

**6.5.** Diğer uygulayıcı dört parmağını çene kemiğinden itibaren, boyuna dayayarak boynun uzunluğunu ölçmelidir. Ölçülen uzunluğu göre uygun boyunluk seçilmelidir.


**6.6.** Boyunluğun çeneye gelen kısmı üstte kalacak şekilde tutulmalıdır, boyna destek olacak kısmı kazazedenin boynunun altından geçirilmelidir.

**6.7.** Çene kısmı boyna tam destek sağlayacak şekilde yerleştirilmelidir. Dolaşım etkilenmeyecek ve başın hareketine izin vermeyecek şekilde boyunluk sıkılaştırılmalıdır.

**6.8.** Hasta/yaralı sırt tahtasına yatırılmalıdır.

**6.9.** Baş ve boyun tamamen emniyete alınmalıdır, diğer uygulayıcı tarafından, kazazedenin baş ve boyun desteklenmelidir.

**6.10.** Arızalı olduğu tespit edildiğinde kesinlikle kullanılmamalıdır.

 <p>ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ</p>	<b>ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ</b> <b>BOYUNLUK (SERVİKAL COLLAR)</b> <b>KULLANIM TALİMATI</b>			
Doküman No: İST.TL.13	Yayın Tarihi: 14.12.2009	Revizyon Tarihi: 30.09.2015	Revizyon No:02	Sayfa No: 2 / 2

**6.11.** Boyunluk kullanımdan sonra öngörülen standartlarda Ambulans ve Tıbbi Malzeme Temizlik ve Dezenfeksiyon Talimatına (İST.TL.30) uygun olarak temizlik ve bakımı yapılmalıdır

## **7. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

**7.1.** Ambulans ve Tıbbi Malzeme Temizlik ve Dezenfeksiyon Talimatı (İST.TL.30)